

	信息指南 QUANTIFERON-TB GOLD PLUS检测	修订版本0	第1页 共1页
		ASSTNM-FI-449	

样本采集和保存方法

进行检测时需要四支专用的Quantiferon-TB GOLD PLUS试管：

- 灰帽试管/阴性对照
- 绿帽试管/TB1 (CD4)
- 黄帽试管/TB2 (CD8)
- 紫帽试管/阳性对照

试管由Bassini医院实验室提供，使用前须存放在冰箱（冷库）中。

1. 对于每位受试者，直接通过静脉穿刺在每支专用的Quantiferon-TB GOLD PLUS试管中采集1毫升血液：

- 由于血液在1毫升试管中流动相对较慢，在试管似乎完全装满后，将试管在针上再保持2-3秒钟，以确保采集的血量正确。
- 试管侧面的黑线指示1毫升的填充容量。Quantiferon-TB GOLD PLUS采血管已经过验证，容量范围为0.8至1.2毫升。如任何试管中的血液水平未达到指示线，建议再次采集一份血液样本。

2. 将试管翻转8-10次或摇动5秒钟，混合试管中的内容物，确保整个试管内表面都被血液覆盖。

- **须充分摇匀以确保血液样本与试管中的内容物完全混合。**
- **样本不应冷藏。**

	检测代码
Quantiferon检测 –CN3355	0090774
对分裂素的反应性 –CN3356	0090773
技术分析（无报告） –CN3357	

请在上午 11 时 30 分之前采集并送检血液样本