




Le récipient pour le recueil est fourni gratuitement au Centre de Prélèvements sur présentation d'une prescription médicale.

MODE OPÉRATOIRE DE PRÉLÈVEMENT

- L'objectif de ce test est de détecter la présence éventuelle de sang dans les selles, qui est un symptôme courant de nombreuses pathologies.
- Aucun régime particulier n'est nécessaire avant le test.
- Ne pas effectuer le test pendant la période menstruelle ou en cas d'hémorroïdes.
- Éviter de contaminer les selles avec l'urine.
- Il est conseillé de disposer une couche de papier hygiénique à l'intérieur du WC afin de retenir les matières fécales pendant le temps nécessaire au prélèvement de l'échantillon.

Suivre scrupuleusement les instructions ci-dessous :



1. DÉVISSER ET RETIRER LE BOUCHON VERT DU TUBE ET INDIQUER LES DONNÉES REQUISES SUR L'ÉTIQUETTE.

2. PASSER LA TIGE SUR LES SELLES À PLUSIEURS REPRISES, HORIZONTALEMENT ET VERTICALEMENT.

3. INTRODUIRE LA TIGE DANS LE TUBE, REVISSER ET AGITER.

Il est conseillé de prélever un échantillon tôt le matin et de le remettre le jour même, sinon de le conserver au réfrigérateur (ne pas le congeler) et de le remettre le lendemain matin. En cas de prescription de 3 échantillons, prélever les échantillons à des jours différents (3 jours consécutifs ou dans un délai de 5 jours), les conserver au réfrigérateur et les remettre tous ensemble.