


Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Nord Milano	信息指南 粪便潜血	修订版本0	第1页 共1页
		ASSTNM-FI-452	

采集容器由采集中心根据医疗请求免费提供。

样本采集说明

- 该测试的目的是检测粪便中可能存在的血液，这是许多疾病的常见症状。
- 测试前无需特殊饮食。
- 请勿在月经期间或患有痔疮时进行测试。
- 避免尿液污染粪便。
- 建议在马桶内放置一层卫生纸，以便在采集样本所需的时间内保留粪便。

请仔细按照以下说明操作：



1. 拧开并取下采集管上的绿色盖，在标签上写上所需数据。

2. 将采集棒在粪便上横向和纵向扫动几次。

3. 将采集棒插入采集管中，拧紧并摇动。

建议在清晨采集样本并在当日送检，否则应将样本保存在冰箱中（不要冷冻）并在第二天早上送检。如处方需采集3份样本，则应在不同的日期（连续3天，或5天内）采集样本，将样本保存在冰箱中，随后一起送检。