

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Nord Milano</p>	<p>信息指南</p> <p>用于分枝杆菌（结核分枝杆菌）检测的生物样本采集方法</p>	<p>修订版本0</p>	<p>第1页 共2页</p>
		<p>ASSTNM-FI-448</p>	

用于分枝杆菌（结核分枝杆菌）检测的生物样本采集方法

痰液

使用清水漱口，采集样本前不要吸烟。样本应来自咳嗽后的下呼吸道。将样本收集至无菌广口螺旋盖容器中。

尽快送至实验室，最多72小时内，冷藏保存。

诱发痰液

对于排痰困难的患者，采集痰液前可用无菌高渗盐水（5-10%）气雾剂。

将样本收集至无菌广口螺旋盖容器中

支气管抽吸-支气管肺泡灌洗-支气管刷检

避免自来水污染支气管镜，将样本收集至螺旋帽无菌容器中。尽快送至实验室，最多72小时内，冷藏保存。

胃抽吸物

尽可能避免，因为如4小时内未处理，则应立即在每50mL样本中添加100mg碳酸钠进行中和。如有必要，将样本收集至螺旋盖无菌容器中，并在采样当日送至实验室，冷藏运输。

空腔液

用酒精对皮肤进行消毒，使用注射器采集，然后装入螺旋盖无菌容器中运输。如样本含大量血液，可加入用于培养检查的肝素。尽可能采集至少20毫升液体。

尽快送至实验室，最多72小时内，冷藏保存。

脓液

采集前用酒精对皮肤进行消毒。将样本收集至螺旋帽无菌容器中。

尽快送至实验室，最多72小时内，冷藏保存

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Nord Milano</p>	<p>信息指南</p> <p>用于分枝杆菌（结核分枝杆菌）检测的生物样本采集方法</p>	修订版本0	第1页 共2页
		ASSTNM-FI-448	

尿液

将至少50毫升晨尿收集至螺旋盖无菌容器中。
尽快送至实验室，最多72小时内，冷藏保存

粪便

对于肠结核的诊断，粪便并不是适用的样本，需要进行肠道活检。
将至少2-3克粪便收集至螺旋盖无菌容器中。
尽快送至实验室，最多72小时内，冷藏保存。

活检样本

将样本放入无菌螺旋盖容器中。请勿用纱布包裹样本或添加防腐剂。
添加少量生理盐水。
尽快送至实验室，最多72小时内，冷藏保存