



## 门诊痰液恶性肿瘤细胞 (CTM) 细胞学检查

ASSTNM-FI-443

## 痰液细胞学检查



采集时, 请使用螺旋盖容器 (非无菌容器亦可), 如门诊采样点发放的用于尿液检测的容器。

**请携带带有检查医疗请求的处方以供查看。**



检查至少连续三天重复进行, 产生三份不同的样本。



最好在清晨空腹时采集。



使用清水充分漱口后 (不要使用消毒剂或漱口水), 反复咳嗽并排痰 (排痰前深吸气; 痰液须来自下呼吸道, 不可为唾液)。



将排出物直接收集至螺旋盖容器中, 然后加入同样由门诊发放的蓝盖瓶中的酒精; 酒精**应在排痰后加入**。

连续三天进行此操作, 获得三份不同的样本, **应将其保存在4°C的冰箱中**



对于排痰少或没有排痰的患者, 在检查前使用生理盐水 (非药物) 进行稀释处理很有效。

**在三份样品送检当日:**

- 在门诊开放时间内前往门诊;
- 支付部分负担的医疗费用 (ticket) 并领取“带有送检日期的检测报告领取单”。

**该检查于周一至周五 (周六除外) 进行。**