

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Nord Milano</p>	<p>信息指南</p> <p>痰液检测</p>	修订版本0	第1页 共1页
		ASSTNM-FI-445	

痰液检测

(痰培养检查)

检查/分析项目：痰液显微镜+培养检查

缩写和其他名称：痰

诊断意义

培养检查可分离和鉴定下呼吸道的病原微生物，但不包括结核分枝杆菌（对于该微生物须进行特定的培养检查）。显微镜检查可评估所采集样本的适用性。

采集

样本类型：痰

准备

采集须在清晨空腹时进行。

采集方法

使用无菌容器进行采集。用清水漱口数次，充分清洁口腔。深咳后在无菌容器中收集痰液：痰液须来自下呼吸道，不可为唾液。如排痰困难，可用生理盐水气雾剂（不要使用药物）诱发咳嗽。不要用吸烟来诱发咳嗽。