

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Nord Milano</p>	<p><b>信息指南</b></p> <p><b>24小时尿液采集</b></p>	修订版本0	第1页 共1页
		ASSTNM-FI-457	

## 24小时尿液采集

对于以下检查要求的24小时尿液采集：

- 肌酐清除率
- 尿液电解质检测
- 尿液代谢物检测：葡萄糖、蛋白质
- 草酸盐、柠檬酸盐、尿铜

以及医生指定的其他检查，应按照以下步骤进行：

- 采集容器由采集中心根据医疗请求免费提供，也可从药房等外部渠道购买。
- 在检查前一天清晨排尿并丢弃尿液；保留随后排出的所有尿液直至次日清晨的第一次排尿。
- 将采集的尿液混合，记录总量并装入两支尿液试管（随容器提供）。
- 请勿使用玻璃容器。
- 采集期间，将尿液存放在阴凉处，最好是黑暗处。
- 采集期间请勿饮用过多液体。

**注：微量白蛋白尿测试仅针对晨尿进行**

**分析结果和随后的诊断评估取决于尿液是否正确采集。**